

Bullet Blender® Homogenizer

Aim for Higher Efficiency, Superior Results and Greater Value

NEXT ADVANCE

Innovative Lab Products for the Life Sciences



BBX24

BBY24M

BB50-DX

BB50-AU

Bullet Blenderシリーズ比較表

モデル	型番	冷却	サンプル数	サンプル量	使用チューブ	備考
Bullet Blender	BBX24	X	24	10-300 mg	snap-cap tube 1.5-2ml	RINO™ tube gasket
					Next Advance RINO™ 1.5 ml screw-cap tube	
Bullet Blender BLUE	BBX24B	空気冷却	24	10-300 mg	snap-cap tube 1.5-2ml	RINO™ tube gasket
					Next Advance RINO™ 1.5 ml screw-cap tube	
Bullet Blender STORM 24	BBY24M	空気冷却 強いパワー	24	10-300 mg	1.5ml Eppendorf Safe-Lock tubes	RINO™ tube gasket
					Next Advance RINO™ 1.5 ml screw-cap tube	
Bullet Blender 24 GOLD	BB24-AU	ドライアイス冷却 4℃ 最強パワー	24	10-300 mg	1.5ml Eppendorf Safe-Lock tubes	
Bullet Blender STORM 5	BBY5MB	空気冷却	12	0.1-1 g	5ml Axygen tube	
Bullet Blender BLUE 50	BB50-DX	空気冷却	8	0.1-3.5 g	50ml Axygen or Corning skirted tube	
Bullet Blender 50 GOLD	BB50-AU	ドライアイス冷却 4℃	8	0.1-3.5 g	50ml Axygen or Corning skirted tube	
Bullet Blender FILED	FBBX	X	6	10-300 mg	snap-cap tube 1.5-2ml	バッテリータイプ 5分処理で25回
	FBBXB	空気冷却				

輸入・販売元



株式会社インターメディカルサイエンス
Inter Medical Science co., ltd.

〒 461-0049

愛知県名古屋市東区古出来2丁目4番5号

TEL 052-685-6720 FAX 052-685-6826

e-mail info@imedscience.com

URL http://www.imedscience.com